

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Reactors

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Assegurar una neteja regular després de cada ús amb els dissolvents adequats segons els productes utilitzats.

Inspeccionar periòdicament les juntes, parts de vidre i segells del reactor per a detectar fugides i evitar pèrdua de pressió o contaminació del sistema.

Verificar que el sistema d'agitació funcioni correctament, sense sorolls inusuals ni vibracions excessives. Netejar l'eix i les paletes després de cada ús.

Revisar els termoparells, sensors de pressió i altres instruments per a garantir mesuraments precisos. Evitar sobreescalfaments que puguin danyar l'equip.

Inspeccionar les connexions d'entrada i sortida de reactius, gasos i refrigerants per a assegurar-se que no hi hagi obstruccions, fugides o desgast en les vàlvules.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.