

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Cambres climàtiques

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Mantenir neta la cambra, eliminant la pols i residus de l'interior i exterior. Es recomana usar productes adequats per a evitar la corrosió de la cambra.

Comprovar la temperatura i humitat regularment amb sensors externs calibrats d'acord a les exigències del fabricant.

Inspeccionar el condensador i els ventiladors per a assegurar una bona circulació dins de la cambra.

Revisar l'estat de les juntes i portes per a assegurar un tancament hermètic i evitar pèrdues de temperatura o humitat que afectin les condicions internes.

Chequear que les alarmes de temperatura, humitat i fallades d'energia funcionen correctament. Es recomana arxivar els registres de funcionament per a detectar anomalies.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.