

# Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Cámaras climáticas

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

**Mantener limpia la cámara, eliminando el polvo y residuos** del interior y exterior. Se recomienda usar productos adecuados para evitar la corrosión de la cámara.

**Comprobar la temperatura y humedad regularmente con sensores externos** calibrados de acuerdo a las exigencias del fabricante.

**Inspeccionar el condensador y los ventiladores** para asegurar una buena circulación dentro de la cámara.

**Supervisar el estado de las juntas y puertas para asegurar un cierre hermético** y evitar pérdidas de temperatura o humedad que afecten a las condiciones internas.

**Chequear que las alarmas de temperatura, humedad y fallos de energía** funcionan correctamente. Se recomienda archivar los registros de funcionamiento para detectar anomalías.

**Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.**

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.