

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Evaporadors rotatius | evaporadors rotatius

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar el matràs, condensador i matràs receptor després de cada ús, buidant el bany d'aigua regularment i usant dissolvents adequats per a eliminar residus.

Verificar l'estat de les juntes de vidre i tòriques, i substituir-les si estan esquerdades, deformades o endurides.

Revisar la bomba periòdicament: en bombes d'oli es recomana controlar el nivell d'oli i canviar-lo (si fos necessari), i en bombes de membrana, reemplaçar la membrana (si no es trobés en bon estat). Important mantenir les connexions netes i estanques.

Controlar que utilitzem aigua destil·lada en el bany calefactor per a evitar la presència de calç. Vigilar que el nivell d'aigua no descendeixi massa i comprovar que escalfa adequadament.

Examinar l'eix giratori i verificar que no hi ha vibracions ni sorolls. En cas necessari, lubricar-ho si ho recomana el fabricant i corregir les desalineacions per a evitar el desgast.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.