



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Agitador orbital i de vaivé

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar regularment la plataforma i estructura utilitzant un drap lleugerament humitejat amb una solució neutra (*pH7), evitant productes abrasius o dissolvents.

Lubrificar (si escau) uns certs punts específics del sistema mecànic. Comprovar que en el manual aquests punts i realitzar el procés de lubricació cada 6-12 mesos.

Revisar cables, endolls, caragols i la superfície d'agitació. Es recomana controlar la presència d'esquerdes o corrosió setmanalment.

Verificar que el moviment sigui simètric i fluid (en agitadors orbitals) o equilibrat (en agitadors de vaivé). Si s'observen vibracions anòmales, sorolls estranys, ..., es recomana detenir l'equip i revisar el seu interior.

Mantenir un historial de revisions, neteges, incidències, ... D'aquesta manera es millora la traçabilitat.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.