

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Homogenizador

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Revisar visualment abans i després de cada ús, verificant l'estat del rotor-estator, juntes-gomes i connexions.

Netejar immediatament després de cada operació, utilitzant aigua destil·lada o dissolvent adequat (segons la mostra analitzada) per a netejar el sistema i així evitar que quedin residus secs.

Lubrificar i revisar de l'eix motriu (si aplica). Es recomana seguir aquest pas ateses les indicacions del fabricant per a evitar el sobreescalfament o desgast prematur.

Controlar que l'equip aconseguixi les revolucions programades sense vibracions excessives o sorolls fora del normal.

Portar un registre detallat de cada ús i manteniment. S'aconsellen revisions internes mensuals i revisions tècniques professionals almenys una vegada a l'any.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.