

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Cabinas de seguridad biológica

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Utilizar paños sin pelusa y limpiar (con etanol al 70% todas las superficies interiores) **en dirección del flujo de aire**, para evitar turbulencias.

Comprobar que el indicador de flujo de aire esté dentro del rango correcto (si aplica) **y asegurar que las alarmas acústicas** y visuales funcionan correctamente.

Mantener solo el material necesario en el interior de la cabina, evitando bloquear las rejillas de entrada o retorno de aire.

Controlar los derrames y residuos, actuando de inmediato ante un derrame siguiendo el PNT de desinfección de tu laboratorio.

Registrar el mantenimiento y revisión profesional, según indicaciones del fabricante o del servicio técnico autorizado.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.