



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Microscopios | Esteroscopios

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar periódicamente la óptica del equipo, usando papel y líquido específico para lentes.

Cubrir el equipo con una funda antipolvo, cuando no se use.

Revisar periódicamente el estado de las lámparas sean halógenas o LED, sustituyendo los elementos que se encuentren dañados asegurando así una iluminación homogénea.

Aplicar lubricante específico a los ejes de enfoque, verificando que no haya rigidez en el movimiento.

Alinear y calibrar, comprobando los oculares, platina y los objetivos (en el caso del microscopio).

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.