



Com pot el personal tècnic de laboratorio allargar la vida mitjana d'un Microscopis | esteroides

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netegeu regularment l'òptica de l'equip, utilitzant paper i líquid específics de la lent.

Cobriu l'equip amb una coberta de pols quan no s'utilitza.

Comproveu periòdicament l'estat de les làmpades halògenes o LED, substituint els elements danyats assegurant així una il·luminació homogènia.

Apliqueu lubricant específic als eixos d'enfocament, comprovant que no hi ha rigidesa en el moviment.

Alinear i calibrar, comprovant els oculars, la placa i els objectius (en el cas del microscopi).

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.